## プロテインシンプル セミナー

シンプルウェスタン法のご紹介 ~ウェスタンブロットがとてもシンプルになりました~




→ イムノ検出



解析

まで わずか3時間 キャピラリーを用いた新方式

- ・ 転写工程がないため、 高分子蛋白質など転写効率が低 いサンプルでも簡単に測定可能
- ・高い再現性と定量性を実現
- 複数の抗体を同時測定可能







日時 : セミナー:9月14日(水) 13:30~16:00

デモ:9月15日(木)~16日(金) 10:00~17:00

セミナー会場:コラボステーション I 共同セミナー室


デモ会場:生医研本館 4F 共通機器室11


## 新技術! シングルセルウェスタン法のご紹介



•1細胞ごとにウェスタンを行うことでサブポピュレーション 解析が可能

・専用スライドガラス上で測定





お問い合わせ先:プロテインシンプルジャパン株式会社 扫当:桶口 Tel: 03-5542-1436 Email: Shinichiro. Higuchi@proteinsimple.com

